



Швидкі тести на алергени SENSIStrip

Набори швидких тести на алергени **SENSIStrip** розроблені для швидкого визначення різноманітних алергенів, які повинні бути марковані на різних харчових продуктах. Набори працюють за принципом імуноаналізу. Потребуючи всього кількох хвилин для інкубації, вони забезпечують дуже просту у використанні техніку для належного контролю на різних етапах процесу виробництва харчів через харчові матриці, проточну воду й обладнання.

Набори для алергенів **SENSIStrip** є чудовим інструментом для контролю будь-якої потенційної крос-контaminaції харчовими алергенами, оминаючи зовнішні дослідження і, відповідно, суттєво зменшуючи час, необхідний для випуску партії харчових продуктів на ринок.

Швидкий та легкий метод

Швидкі тести **SENSIStrip** є чутливими інструментами з дуже низьким порогом чутливості. Тести виконуються швидко та легко, немає потреби в спеціальних навичках користувача. Набори мають усі необхідні й готові до використання матеріали для проведення 20 окремих аналізів на набір, на зразках харчів чи середовища. До кожного набору додається картка для напівкількісного обліку, що базується на інтенсивності забарвлення тестової смужки.



Швидкі тести SENSIStrip

Номер кат.	Продукти	Кількість тестів	Поріг чутливості у виробі	Поріг чутливості на поверхні	Поріг чутливості проточна вода
HU0030110	SENSIStrip Мигдаль	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030111	SENSIStrip Бета-лактоглобулін NEW!	20	100 ppb	0,27 нг/см ²	0,67 мкг/л
HU0030112	SENSIStrip Казеїн	20	0,5 ppm	0,001 мкг/см ²	0,03 мг/л
HU0030113	SENSIStrip Кеш'ю	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030114	SENSIStrip Кокос	20	5 ppm	0,013 мкг/см ²	0,33 мг/л
HU0030115	SENSIStrip Ракоподібні (Тропоміозин)	20	25 ppb	0,2 нг/см ²	1,7 мкг/л
HU0030116	SENSIStrip Яєчний білок	20	0,5 ppm	0,001 мкг/см ²	0,03 мг/л
HU0030117	SENSIStrip Риба NEW!	20	6 ppm	16 нг/см ²	0,4 мг/л
HU0030118	SENSIStrip Глютен	20	4 ppm	1,6 нг/см ²	0,04 мг/л
HU0030119	SENSIStrip Лісовий горіх	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030120	SENSIStrip Люпин NEW!	20	0,3 ppm	0,001 мкг/см ²	0,02 мг/л
HU0030121	SENSIStrip Лізоцим NEW!	20	50 ppb	0,13 нг/см ²	0,003 мг/л
HU0030122	SENSIStrip Горіх макадамія	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030123	SENSIStrip Білок молока	20	1 ppm	0,003 мкг/см ²	0,07 мг/л
HU0030125	SENSIStrip Гірчиця	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030126	SENSIStrip Овальбумін NEW!	20	0,1 ppm	0,001 мкг/см ²	0,063 мг/л
HU0030127	SENSIStrip Бразильський горіх NEW!	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030128	SENSIStrip Арахіс	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030129	SENSIStrip Горіх пекан	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030130	SENSIStrip Фісташка	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030131	SENSIStrip Кунжут	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030132	SENSIStrip Загальний соєвий білок	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л
HU0030133	SENSIStrip Горіх	20	2,5 ppm	0,007 мкг/см ²	0,17 мг/л

Ридер швидких тестів для наборів SENSIStrip: RapidScan ST5-W

Ридер швидких тестів RapidScan ST5-W є точною, легкою та гнучкою платформою візуалізації для аналізу швидких тестів. Прилад розроблено спеціально для польових досліджень і досліджень під час виробництва, котрі потребують якісних та кількісних результатів.

LFSCAN002	Ридер швидких тестів RapidScan ST5-W
LFA0030001	Адаптер для ридера для швидких тестів на алергени



рішення для лабораторій

вул. Січових Стрільців, 8, м. Бровари,
Київська обл., 07400, Україна

тел.: +380 (67) 225 80 96
info@apk.hlr.ua, apk.hlr.ua