


КОЛОНКА КАПІЛЯРНА ВРХ70, 0,25 X 0,2 X 100 М, TRAJAN SGE

 **TRAJAN**



№	Параметр	Опис
1	Назва фази	ВРХ70 (Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane 70 %)
2	Крос-референс фаз	DB-23, Rtx-2330, SP-2330, CP-Sil 88, SP2380, HP-23
3	Довжина	100 м
4	ID	0,25 мм
5	Товщина нанесення фази	0,2 мкм
6	USP-класифікація	G5, G8, G48
7	Полярність	Полярна
8	Максимальна температура	250 °С

ОСОБЛИВОСТІ Й ПЕРЕВАГИ

- Стандартна колонка для аналізу FAME
- Склеєні та зшиті
- Можна промивати розчинником
- Тривалий термін експлуатації

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Метиліві ефіри жирних кислот (FAME)
- Вуглеводи
- Фармацевтика
- Застосування в ГХ-МС



рішення для лабораторій

вул. Січових Стрільців, 8, м. Бровари,
Київська обл., 07400, Україна

тел.: +380 (67) 225 80 96
info@apk.hlr.ua, apk.hlr.ua

КОЛОНКА КАПІЛЯРНА ВРХ90, 0,25 X 0,25 X 100 М, TRAJAN SGE 054596

 TRAJAN



№	Параметр	Опис
1	Назва фази	ВРХ90 (Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane 90 %)
2	Кросреференс фаз	Не має аналогів, унікальна пропозиція
3	Довжина	100 м
4	ID	0,25 мм
5	Товщина нанесення фази	0,25 мкм
6	USP-класифікація	G5, G8, G48
7	Полярність	Полярна
8	Максимальна температура	260 °C

ОСОБЛИВОСТІ Й ПЕРЕВАГИ

- Унікальна зв'язана фаза
- Високополярна
- Термічно стабільна
- Відмінна роздільна здатність для цис- і транс-ізомерів
- Можна промивати розчинником

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ідеально підходить для швидкого розділення ароматичних речовин
- Ароматика
- Нафтохімія
- Пестициди
- Поліхлоровані дифеніли (ПХБ)
- Ізомери метилових ефірів жирних кислот (FAME)



рішення для лабораторій

вул. Січових Стрільців, 8, м. Бровари,
Київська обл., 07400, Україна

тел.: +380 (67) 225 80 96
info@apk.hlr.ua, apk.hlr.ua